

Hochtransluzentes Zirkonoxid Cercon ht: Mit True Color Technology reproduzierbar zur richtigen Farbe

Die farbliche Gestaltung von Restaurationen zählt zu den sensibelsten Schritten im zahntechnischen Labor. Darum wünscht sich hier jeder Zahntechniker die bestmögliche Grundlage. Im Bereich von Zirkonoxid hat Dentsply Sirona Prosthetics mit der True Color Technology einen hohen Standard gesetzt. Für jede der klassischen 16 VITA¹-Tönungen gibt es einen separaten Cercon ht-Rohling, und dessen jeweilige Farbe trifft die Vorgabe zuvor unerreichter Genauigkeit.

Hanau/Salzburg, 4. April 2017. Im engen Dialog mit zahlreichen Laboren in Deutschland, Europa und den USA, unter anderem auch unter Einschaltung eines unabhängigen Marktforschungsinstituts, hat Dentsply Sirona Prosthetics ermittelt: Farbkonstanz steht auf der Wunschliste der Befragten ganz oben. Man möchte eine A3 heute, morgen und übermorgen mit hoher Sicherheit auf dieselbe Weise reproduzieren können und noch dazu alle anderen Tönungen des Farbrings. Jeder zweite der Befragten hätte dafür sogar gleich gerne die entsprechende Gerüstkeramik in allen 16 VITA¹-Farben zur Auswahl.

Nun ist der Farbring grundsätzlich als Zielmarke für eine verblendete Restauration gedacht, und so stellt die Umsetzung in eine Gerüstkeramik eine enorme Herausforderung dar. Dies zeigt sich auch an den verschiedenen unzulänglichen Rezepturen, die seit einiger Zeit im Markt kursieren. Als wirklich treffsicher hat sich dagegen die neue True Color-Technologie von Dentsply Sirona Prosthetics erwiesen. In aufwendigen Blindtests haben Zahntechniker im Vergleich mit Produkten von zwei Wettbewerbern Cercon ht in 16 Einfärbungen zum neuen Standard bestimmt: Mit der True Color Technology lässt sich die Vorgabe des VITA¹-Farbrings am zielsichersten erreichen. Alternativ offeriert Dentsply Sirona Prosthetics auch noch ein schlankes Sortiment mit sechs Einfärbungen (A1, A3, B1, B3, C1, D2).

Dabei bietet das hochtransluzente Zirkonoxid Cercon ht von Dentsply Sirona Prosthetics dem Labor alle Leistungsstufen: monolithisch, teilverblendet oder vollverblendet, klassische Verblendung oder Charakterisierung mit Malfarben. Wer beispielsweise hochästhetisch arbeitet, nutzt das gesamte Spektrum der 16 Cercon ht-Rohlinge aus. Wer Wert auf eine geringe Lagerhaltung legt, kann das 6-aus-16-Farbkonzept nutzen.

Alle Rohlinge lassen sich in Form von Disks sowohl auf Dentsply Sirona Prosthetics-Einheiten (z.B. Cercon Brain Expert) verarbeiten als auch mit den bekannten offenen Systemen (z.B. von Dentsply Sirona inLab MC X5, Datron, Imes-Icore, Roland, VHF). Für diese werden die Scheiben in einer Stärke von 98 Millimetern (statt 105) angeboten, wobei ein zum

Pressekontakt

Dr. Kaschny PR GmbH
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit
Kapersburgweg 5
D-61350 Bad Homburg
T +49-(0)6172-68481-0
F +49-(0)6172-68481-60
redaktion@kaschnypr.de

Andreas Maier
Manager Marketing Communications
Postfach 1364
D-63403 Hanau
T +49-(0)6181-59-5703
F +49-(0)6181-59-5962
andreas.maier@dentsplysirona.com

Marion Par-Weixlberger
Director of Corporate
Communications and Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Austria
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

Über Dentsply Sirona:

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten in allen Ländern geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. Als The Dental Solutions Company liefert Dentsply Sirona innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert. Mehr Informationen über Dentsply Sirona und die Produkte finden Sie im Internet unter www.dentsplysirona.com.

Patent angemeldeter Haltering, der Adaptor, für eine sichere Fixierung und einen spannungsfreien Sitz sorgt.

Für weitere Informationen stehen der Dentsply Sirona Prosthetics-Außendienst und die Hotline zur Verfügung (0180 / 23 24 555).

¹VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik H. Rauter & Co. KG, Bad Säckingen.

BILDMATERIAL

steht auf der Website zum [Download](#) bereit.



Abb. 1: Für jede klassische VITA¹-Farbe ein eigener Zirkonoxid-Rohling: Cercon ht mit True Color Technology.



Abb. 2: Flexibel in der Verarbeitung: Das hochtransluzente Zirkonoxid Cercon ht ist kompatibel zu allen führenden offenen Frässystemen.

